



硝酸纤维素膜 NC 膜 (0.45um)

货号: YA1711

规格: 15*20cm/30cm*300cm

保存: 常温保存, 有效期 2 年。

产品参数:

英文名称	Immobilon-NC Membrane, Triton-free, mixed cellulose esters, 0.45 μm
孔径	0.22um、0.45um
泡点	50psi(3.65kg/cm ²)、30psi(2.11kg/cm ²)
流率	19mls/min/cm ² (1.34kg/cm ²) 10psi、51mls/min/cm ² (3.59kg/cm ²) 10psi
厚度	150um±10um
析出率	<4%
蛋白绑定能力	160ug/cm ²
最高操作温度	356°C

产品说明:

硝酸纤维素膜是在分析和研究领域应用广泛的一种特异性转移膜, 是采用 99.90% 的纯硝酸纤维素材料制成的, 保证不含醋酸纤维素原料, 减少了大量的润湿剂, 确保了较高的结合能力。硝酸纤维素膜有 0.22um 和 0.45um 孔径、50um±10um 厚度、蛋白绑定能力 160ug/cm² 可供选择, 以满足不同的应用。

可用于免疫印迹、Northern 杂交和 Southern 印迹杂交或蛋白质免疫印迹等。

产品特点:

1. 99.90% 的纯硝酸纤维素。
2. 高蛋白结合能力和高机械强度。
3. 毛细管率与厚度一致。
4. 不需要预湿。

注意事项:

1. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。