



## 脱纤维绵羊血(无菌)

货号: TX0030

规格: 100ml/500ml

保存: 2-8°C避光保存, 有效期 1 个月。

### 产品参数:

外观 (性状): 鲜红色粘稠液体

pH 值: 7.2 - 7.8

### 产品说明:

常用于红细胞间接凝集试验、补体结合试验、T 淋巴细胞 E 花环试验、制作致敏细胞、免疫注射抗体、制作血平板等试验。

注: 本产品易产生溶血现象, 每天需轻轻将红细胞全部摇起。

### 注意事项:

1. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

### 相关产品:

S9460 绵羊血清 (无菌过滤)

LA5540 绵羊血琼脂基础

### 相关论文:

[1] Liu M, Wang M, Zhu D, Wang M, Jia R, Chen S, Sun K, Yang Q, Wu Y, Chen X, Biville F, Cheng A. Investigation of TbfA in *Riemerella anatipestifer* using plasmid-based methods for gene over-expression and knockdown. *Sci Rep.* 2016 Nov 15;6:37159. doi: 10.1038/srep37159. PMID: 27845444; PMCID: PMC5109031.

注: 更多相关文献请参考索莱宝官网