

LB 液体培养基说明书

货号：L1010

规格：1L

保存：阴凉处密封干燥保存，有效期 2 年。

产品说明：

LB 培养基是分子生物学中最常用的一种培养基，用于细菌培养。本公司所生产的 LB 培养基原料，NaCl 为国产分析纯，胰蛋白胨及酵母粉为进口 OXOID。经充分混匀得所。

组成成分：

胰蛋白胨： 10g

酵母粉： 5g

NaCl: 10g

使用方法：

将本品全部加入蒸馏水中，定容至 1L，搅拌使其充分溶解，调节 PH 值到 7.2 左右（一般此步可省去，不用调节）。可分装，121℃ 高压灭菌 15min，备用。

相关产品：

I1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

X1010 X-gal(20mg/ml)

A1170 氯霉素储存液(100mg/ml)

C1100 DH5 α 感受态细胞

C1300 JM109 感受态细胞

D1100 质粒小量提取试剂盒

T1120 TE 缓冲液, PH=8.0